

# Catalyst SDMA 检测一如既往的准确性, 值得信任。现已升级。

**更易使用, 结果更快。存储简单, 可与其他常规试剂片一同放入冷冻箱。**

SDMA是筛查肾脏疾病的早期指标。通过在每个生化检测套组中加入新型 Catalyst\* SDMA 检测, 获取肾脏述说的一切信息。如此轻松, 前所未有的。

访问 [idexx.com.cn/全新SDMA](http://idexx.com.cn/全新SDMA), 了解有关 Catalyst SDMA 检测升级的更多信息、观看有关其运行容易程度的简短视频、阅读常见问题解答并获得员工培训。



## 升级焕新

- + 存储方便: 现在可存放于冷冻箱中, 可在取其他 Catalyst\* 单项试剂片时更容易拿上就走。
- + 工作流程更简便, 获得结果更快速: 不再需要试剂杯。试剂已被整合到试剂片中, 您仅需将试剂片添加到您的生化检测项目中即可更快获得结果。
- + 新产品编号: 只需登录 IDEXX Online Orders, 即可查看连同其他生化检测项目订购 SDMA 的所有方式。
- + 订购套组: Catalyst\* SDMA 和 Total T<sub>4</sub> 套组将停用, 但仍可以合并购买检测。

## 始终坚持

- + 提供您所期待的行业领先、可靠的准确性, 因此您可以更深入地了解肾功能。
- + 下单便捷: SDMA 仍可与您最常使用的检测套组一起运行——一键获取您需要的一切。
- + 十分灵活, 可以任何顺序添加到任何检测套组。
- + 数量相同, 体积更小: 每盒仍然包含 12 次检测, 但更小的包装意味着更容易储存并减少包装资源浪费。

